



U-5100

U-5100形オートシッパによる測定時間の短縮

Saving Measurement Time by U-5100 Auto sipper

概要


U-5100にオートシッパを搭載すると、多検体を短時間で測定することが可能です。今回は食用色素赤色105号のスペクトル測定を行い、検量線を作成しました。検量線は良好な相関関係(R²=0.9997)が得られました。また、オートシッパはスタートレバーを押すことにより試験管から試料を吸引し、自動測定が可能です。オートシッパは6セルターレット使用時(*)と同様に迅速な測定が可能です。(*)6セルターレットで20検体を、使い捨てセルで測定の場合。

方法

分析対象 : 食用色素 赤色105号 (別名:ローズベンガル)
C₂₀H₂Cl₄I₄Na₂O₅ mol.wt 1017.64

対照 : 超純水

溶媒 : 超純水



付属品


オートシッパ (P/N: 3J2-0100)




装置条件

装置 : U-5100 スキャンスピード : 300 nm

波長 : 548 nm スリット : 5 nm



食用色素 赤色105号の検量線



食用色素 赤色105号の吸収スペクトル

KEY WORDS

バイオ・医学・食品・製薬、その他バイオ・医学・食品・製薬関係、食用色素、着色料、赤色105号、検量線、オートシッパ、Calibration Curve, UV, U-5100, U-1900, U-2900, U-2910, U-3900, U-3900H, U-1800, U-2800, U-3010, U-3310, Food Dye

分光光度計 UV

シートNo. UV100014-01