




日立ハイテクサイエンス(旧エスアイアイ・ナノテクノロジー)製熱分析装置をご使用のお客様へ

TA7000ステーション更新のご案内

Windows10
対応



修理対応不可能機種に該当していましたら、
ステーション更新をご検討ください!

デル株式会社製 OptiPlex 修理対応不可能機種

Gxi, Gn+, Gxa, GX1, G1, GX100, GX110, GX150,
GX240, GX50, GX60, GX260, GX270, GX280,
GX520, GX745, GX760, GX780, GX790

※"OPTIPLEX"は米国DELL社の日本およびその他の国における登録商標です。

TA7000ステーション OS: Windows10 (64bit)



① TA7000ステーション 更新のメリット

- 最新のハードウェアによる快適な動作環境の実現
- 測定モジュールの増設に対応 (EXSTAR6000/7000系対応)
- EXSTARソフトから最新TA7000ソフトへのバージョンアップで操作性が向上

② TA7000ステーション 更新価格のご紹介

TA7000ステーション 一式 500,000円

- PC本体 OS: Windows10 Pro 64Bit
- Microsoft Office
- マウス・キーボード
- 21.5インチ液晶モニター
- プリンター

※据付調整費(派遣費・交通費含む)が別途かかります。(一律100,000円)

※EXSTARソフトをご利用の場合、ROM交換が必要です。(別途費用)

※3台以上のモジュールを接続する場合、増設ポートが必要です。(別途費用)

※EXSTARソフトはWindows10に対応しておりませんので、ご了承ください。

※記載の価格に消費税は含まれておりません。

※"WINDOWS", "MICROSOFT"は米国Microsoft社の日本およびその他の国における登録商標です。

Windows7対応の出荷は、2016年12月で終了しました。

Windows7対応につきましては、弊社にお問い合わせください。

是非
ご検討を!

点検と同時にご依頼いただくと、据付調整費がかかりません!

日立ハイテクサイエンスでは年に一度の定期点検を推奨しています。

点検と同時にPC更新を実施いただくと、通常100,000円の据付調整費が必要ありません。

是非この機会に点検をご検討ください。

お見積りをご希望の方は裏面よりお申し込みください



「TA7000ステーション更新のご案内」申し込み送信用紙

この度は、TA7000ステーション更新をご検討いただき誠にありがとうございます。
下記フォームにご記入の上、Eメールに添付またはFAXにてご送信下さい。

E-mail : hhs-el.tenken.fy.ml@hitachi-hightech.com

FAX:03-3523-1185

お客様名			
ご所属			
お名前			
電話番号		FAX番号	
E-mail			
ご使用の装置名			
設備番号または コンポーネントNo		シリアルNo	
選択希望	<input type="checkbox"/> TA7000ステーション更新見積もり希望		
<input type="checkbox"/> にしを ご記入ください。	<input type="checkbox"/> 実施ご要望時期（ 月 日 ～ 月 日）		
ご意見などを ご記入ください。			

- ※1. メールまたはFAXでこの送信用紙を受領後にお見積書をお送り致します。
2. 既にご連絡いただき、ご予約頂きましたお客様は破棄頂けますようお願い致します。

《制御システムに関する制限》


日立ハイテクサイエンス製品で使用する制御システムには、
日立ハイテクサイエンスが提供するパソコン（以下PCという）を必ずご使用ください。

《理由》

制御システム用PCは、製品のデータの処理用としての機能のみならず、製品の動作を制御するためのユニットです。
そのため、日立ハイテクサイエンスでは、各製品に合わせて制御システム用PCの仕様を定め、動作の確認をし、品質を保証しております。
そのため、動作の確認が取れていないPCでは、機器の動作に不具合が発生する可能性があり、動作保証をしていません。

《免責》

日立ハイテクサイエンスが提供するPC以外を制御システムに使用したことが起因と考えられる不具合への対応は、
保守契約期間内・保証期間内にかかわらず、有償での対応とさせていただきます。

 株式会社 日立ハイテクサイエンス

サービス事業本部 TA担当

〒104-0041

東京都中央区新富二丁目 15 番 5 号 RBM 築地ビル

TEL : 0120-513-522 (フリーダイヤル) FAX : 03-3523-1185

E-mail : hhs-el.tenken.fy.ml@hitachi-hightech.com

<http://www.hitachi-hightech.com/hhs/>

代理店