

# Q&A

## SEA no.17

**HITACHI**  
Inspire the Next

 **日立仪器(上海)有限公司**  
Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

上海浦东新区张江高科技园区碧波路 690 号 2 号楼 102 室 (201-203)  
TEL: (86)-21-5027-3533 FAX: (86)-21-5027-3733  
<http://www.hitachi-hitec-science.cn>

### 问题

如果仪器经常处于待机状态（经常开关机容易减短仪器使用寿命），那么这样会对仪器有伤害吗？  
影响仪器使用寿命有那些因素？

### 回答

- (1) 待机状态对仪器性能影响比较小。
- (2) 影响仪器稳定性的因素有：温度变化，湿度变化，电压变化等。一般情况下注意好温湿度就可以了。