

# Chromaster 5610質量検出器 MS Detector

Chromaster 5610 質量検出器は、「より正確に」「より手軽に」「よりコンパクトに」をコンセプトとした四重極型質量分析計を採用したHPLCユーザーのための新しい検出器です。


本検出器から質量情報を得ることで、定性分析の信頼性を大幅に向上させることができます。

また、高速液体クロマトグラフChromasterと同等の設置面積、AC100 V電源対応、N<sub>2</sub>ガスの低減に加え、新開発の大気圧イオンフィルタの搭載によりメンテナンス性を大幅に向上させるなど、質量分析計を初めて使用するHPLCユーザーでも気軽にご使用いただけます。

※Chromasterは株式会社日立ハイテクノロジーズの日本およびその他の国における登録商標です。



Chromaster® 5610質量検出器 (MS Detector)



装置内部写真 (大気圧イオンフィルタ)