

# 平沼自動滴定装置COM-1700A

平沼自動滴定装置 COM-1700A は、好評だった前モデルの機能をしっかり継承しつつ、ユーザーからのニーズを反映し、新たな機能を付加したモデルです。

## 主な特長

- (1) 同時測定  
ユニット増設により、最大4種類まで滴定および水分の同時測定が可能です。
- (2) ユーザー権限設定機能  
使用するユーザーを限定できるので、セキュリティの向上や、意図しない測定条件の変更防止などに役立ちます。
- (3) 温度管理  
滴定中液温のリアルタイム表示や、滴定液の温度表示が可能になりました。



COM-1700Aの外観