

日立ハイテックGr 卓上電子顕微鏡・蛍光光度計 技術セミナー

～ソフトマテリアル(製薬・食品・化粧品)分野における分析・解析の最前線～

開催日：2026年 2月19日(木) 13:00～15:00 《入退室自由》

参加申し込み締切日：2026年 2月17日(火) 17:00まで

申込URL：<https://forms.office.com/r/4FdgwpeTr1>

開催形式：Microsoft Teams

右のQRコードから申し込みへアクセス
皆さまのご参加お待ちしております！



13:00
～
14:00

ソフトマテリアルこそMiniscope®! 卓上SEMの最前線



従来、走査電子顕微鏡は絶縁物が苦手であるため、ソフトマテリアル分野の試料観察は難しいものと認知されていました。低真空機能に特化したMiniscope®を用いることで、ストレスのない観察・分析業務を実現します。今回は各分野のアプリケーションを中心にをご紹介します。

14:00
～
15:00

多変量解析を身近に! 蛍光光度計を用いたプラスチック評価のアプローチ

多変量解析を用いて蛍光光度計で取得した
蛍光指紋データを評価することで
様々な情報を得ることができます。

初めての方でも扱いやすい

多変量解析ソフト3D SpectAlyze®を用いて、
プラスチックの蛍光指紋に応用した例をご紹介します。



F-7100

