


お使いの装置の
ご機嫌は、
いかがですか？



加熱脱離質量分析計(フタル酸エステル類スクリーニング検査装置)

HM1000シリーズ 定期点検・保守サポート プランのご案内

分析装置の稼働率を維持向上させるには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

突発的故障、分析精度低下などをできるだけ未然に防ぎ、

高精度で連続的な分析をサポートします。

HM1000シリーズ 保守料金のご案内

定期点検（整備）料金	3ヶ月点検 ① ¥450,000	6ヶ月点検 ② ¥510,000	12ヶ月点検 ③ ¥1,450,000*	24ヶ月点検 ④ ¥2,650,000*	リフレッシュ点検 ¥4,150,000*	メンテナンスパック ¥1,000,000	
標準作業日数	1.5日間	1.5日間	2日間	2日間	3日間	6ヶ月点検	12ヶ月点検
イオン光学系(Q0,AP3)洗浄			●	●	●		●
AP1+HEATER交換	●	●	●	●	●		
AP2洗浄	●	●	●	●	●	●	●
流路ブロック洗浄	●	●	●	●	●	●	●
流路配管(PTFEチューブ)交換			●	●	●		●
試料台Oリング交換	●	●	●	●	●	●	●
ロータリーポンプオイル交換		●	●	●	●	●	●
ロータリーポンプオイルミストフィルタ交換			●	●	●		●
活性炭フィルタ交換			●	●	●		●
ロータリーポンプオーバーホール			▲	▲	▲		
ターボ分子ポンプオーバーホール				●	▲		
検出器(チャンネルトロン)交換					▲		
試料ヒーター交換					▲		
加熱炉ヒーター交換					▲		
配管ヒーター交換					▲		
フローメーター交換					▲		
背圧弁交換					▲		
素素ガス発生装置オーバーホール			●	●	●		●

推奨点検サイクル	3ヶ月目 ①	6ヶ月目 ②	9ヶ月目 ③	12ヶ月目 ④	15ヶ月目 ⑤	18ヶ月目 ⑥	21ヶ月目 ⑦	24ヶ月目 ⑧
----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

※上記の記載金額はメーカー希望価格です。具体的な販売価格については販売店にお問合せ下さい。
 ※▲を含んで含んだ価格です。▲は、装置コンディションにより選択可能です。
 注1:各定期点検(整備)実施後、1000検体以上測定した場合に発生した感度低下等の不具合につきましては有償対応の対象となります。
 注2:洗浄・オーバーホールは、「工場にて実施済みの部品」に交換します。
 注3:リフレッシュ点検の推奨実施時期は納入の2～3年後です。ただし装置の使用頻度によって異なりますのでご相談ください。
 注4:推奨点検サイクルは1日50検体測定、週に5日の測定を実施した場合を想定しています。
 注5:出張費・宿泊費は別途申し受けます(メンテナンスパックは出張費・宿泊費を含みます)。
 注6:メンテナンスパックは装置納品時のみ加入できるプランです。

保守サポートプラン料金 (1年あたりの金額)	ライト ¥1,600,000		ライトプラス ¥2,500,000		スタンダード ¥2,100,000				フルサポート ¥3,100,000			
契約期間	1年		1年		1年				1年			
点検整備（訪問）	2回/年		2回/年		4回/年				4回/年			
	6ヶ月	12ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	12ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	12ヶ月
イオン光学系(Q0,AP3)洗浄		●		●				●				●
AP1-HEATER交換	●		●			●				●		
AP2洗浄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
流路ブロック洗浄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
流路配管(PTFEチューブ)交換		●		●				●				●
試料台Oリング交換	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロータリーポンプオイル交換	●	●	●	●		●		●		●		●
ロータリーポンプオイルミストフィルタ交換		●		●				●				●
活性炭フィルタ交換		●		●				●				●
窒素ガス発生装置オーバーホール		●		●				●				●
随時保守（作業費）	● 訪問2回まで		● 訪問2回まで		● 無制限				● 無制限			
随時保守（部品代）	別途		含む		別途				含む			

※上記の記載金額はメーカー希望価格です。具体的な販売価格については販売店にお問合せ下さい。
 注①:各点検整備(訪問)実施後、1000検体以上測定した場合に発生した感度低下等の不具合につきましては有償対応の対象となります。
 注②:洗浄・オーバーホールは、「工場にて実施済みの部品」に交換します。
 注③:随時保守の訪問回数制限があるプランの訪問回数とは、作業日数や時間を制限するものではありません。
 また、同一箇所の同一症状が連続している場合の追加作業は制限回数に含みません。
 注④:出張費・宿泊費を含みます。随時保守も出張費・宿泊費を含みますが、ライト・ライトプラスプランの随時保守は訪問2回までの出張費・宿泊費を含みます。

消耗品料金			
品目コード	品名	販売単位	価格
DBB-0010	HM1000専用サンプルパン	10ケース(1ケース200個)	お問合せください。
DBB-0018	HM1000専用サンプルパン	1ケース(1ケース200個)	
DBB-0011	放電針とOリングニードルホルダ用	各5個	
DBB-0012	ロータリーポンプオイルミストフィルタ	1式	

記載の価格は、日本国内のみの価格です。なお、消費税は含まれておりません。



HM1000専用サンプルパン



ロータリーポンプオイルミストフィルタ

株式会社 日立ハイテクアナリシス

サービスソリューション本部 HMサービス担当
 〒104-0041 東京都中央区新富2丁目15-5 RBM築地ビル
 E-mail : han-service.hm.fy@hitachi-hightech.com
<https://www.hitachi-hightech.com/han/>



お気軽にお問い合わせください



0120-513-522



03-3523-1185