

Q&A

SEA no.23

HITACHI
Inspire the Next

 **日立仪器(上海)有限公司**
Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

上海浦东新区张江高科技园区碧波路 690 号 2 号楼 102 室 (201-203)
TEL: (86)-21-5027-3533 FAX: (86)-21-5027-3733
<http://www.hitachi-hitec-science.cn>

问题

仪器是否需要经常维护，要如何做？

回答

- (1) 仪器本身并不需经常维护，可以间隔适当时间对过滤网进行清洁。
- (2) 如有仪器机械故障，应联系供应商维修，不可私自拆开装置，以免弄巧成拙。