

水銀測定装置 HG-400/450

Mercury Analyzer HG-400/450

還元気化原子吸光法による
水銀の高感度測定に。



Achieves a 0.5 ppt detection limit based on CVAAS!

- オプションで4種類の検液量(5 mL、20 mL、100 mL、250 mL)に対応!
- 設置性に優れた省スペースサイズ!
- HG-450はパソコン構成
- Supports 4 types of test solution with additional options!
- Built-in printer saves more valuable bench space!
- HG-450 is a personal computer configuration



HG-400-5D