

熱分析・粘弾性測定システム TA7000series

Thermal Analysis & Rheology

熱分析から粘弾性まで
幅広いラインナップにより
熱物性評価をサポート



Science for
a better tomorrow



Real View® TA 試料観察熱分析

想像の世界を可視化!

リアルビュー測定(試料観察同時測定)は、測定中の試料の状態変化を連続した画像で表示、保存。解析ソフトウェアを使用して保存した画像を温度および各信号とリンクしてスムーズに表示、解析することが可能。熱転移、熱分解挙動などの評価において信頼の高い情報が得られます。

STA7200RV




STA7200RV(RV-3TG + AS-3T)


Real View® TG/DTA

- 高解像度カメラ搭載
- オートサンプリング測定対応
- カメラ・照明の調整がフリー
- デジタルズーム・測長機能搭載

サムネイル表示



スライドショー表示



リアルビューTAラインナップ



DSC7000X / DSC7020

DMA7100