

クロマトグラフィーデータシステム ChromAssist Data Station

Chromatography Data System “ChromAssist Data Station”

Chromasterシリーズの全モジュール(5610質量検出器を含む)の制御、分析、解析、レポートまでを一元管理するクロマトグラフィーデータシステム(CDS)です。日立の長年にわたるノウハウを盛り込んだ分析ガイダンス機能によりHPLCの分析操作をアシストします。



■ 特 長

- ✓ 親しみやすいGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)
- ✓ 充実したナビゲーションおよびガイダンス
- ✓ システム安定性評価ができる分析ログ一覧表示
- ✓ 日常メンテナンスのサポート
- ✓ HPLC基礎講座を搭載


■ 親しみやすいGUI (グラフィカルユーザーインターフェース)

各種パラメータをイメージで表現することで、直感的な画面上で操作が可能です。

D-2000, Chromasterシステムマネージャの操作フローを継承



*1: DAD ダイオードアレイ検出器
*2: MSD 質量検出器




Chromasterシリーズの質量検出器を含むすべてのモジュールをサポートします。

※操作には別途PCの準備が必要です。

■ 充実したナビゲーションおよびガイダンス機能

(例) ガイダンス:[メンテナンス]



(例) ガイダンス:[トレーニング]

