

HPLC分析メソッド開発トータルソリューションソフトウェア ChromSword Auto5.0

Solutions for automated HPLC method development


Solutions for automated HPLC method development



Science for
a better tomorrow

リリースキャンペーン実施中!!

HPLC分析メソッド開発のトータルソリューションをご提供します!



ChromSword
HITACHI EDITION

対応システム

Chromaster/ChromasterUltra RS



- HPLCダイレクトコントロール
- 独自のAIアルゴリズム
- HPLCメソッド自動構築

ChromSword Auto — メソッド開発の迅速化 —

- ✓ HPLCのメソッド開発時間を大幅削減、最短一晩で最適化
- ✓ 独自の人工知能(AIアルゴリズム)初心者の方でも簡単に短時間でメソッドを開発

Significant savings of time and money for HPLC method development laboratories by applying artificial intelligence algorithms

AutoRobust — 頑健性評価の簡便化 —

- ✓ 分析メソッド開発には欠かせない頑健性評価を簡単に短時間で自動処理
- ✓ 分析条件に影響を与える各パラメータを自動的に変更しながら分析を繰り返し、頑健性を評価

Enables you to explore stability of HPLC methods fully automatically by applying artificial intelligence algorithms

ReportViewer — データ閲覧・解析をシームレスに —

- ✓ 実験で得られたクロマトデータを再処理し、閲覧・解析
- ✓ Auto Robustと連携してデザインスペースを自動構築

Unique features for spectral analysis.
Automatic creating of design space using Auto Robust

最短3回の測定で自動最適化

