

日立固相充填カラム NOBIAS(ノビアス)キレートシリーズ

Hitachi Solid Phase Extraction Column "NOBIAS CHELATE"

遷移金属元素前処理のスタンダードカラム




Science for
a better tomorrow



- 遷移金属元素の精製・濃縮に!
- 新規に開発されたキレート樹脂を採用
- アルカリ金属だけでなく、アルカリ土類金属も効率的に除去

The De Facto Standard of SPE Columns for Transition Metals Preparation.


- For purification and concentration of transition metals.
- Using the novel original chelate resins.
- Free from the influence of alkali and alkali earth metals.



NOBIAS CHELATE-PA1のpH6における捕捉率



EDTAと金属の錯体形成モデル



IDAと金属の錯体形成モデル

EDTAとIDAの両方を持つノビアスは、
より効率的な遷移金属捕捉が可能です。