


リアルビューTA 試料観察熱分析 Real View[®] TA

Real-Time Sample Observation Thermal Analysis

想像の世界を可視化！

リアルビュー測定(試料観察同時測定)は、測定中の試料の状態変化を連続した画像で表示、保存。解析ソフトウェアを使用して保存した画像を温度および各信号とリンクしてスムーズに表示、解析することが可能。熱転移、熱分解挙動などの評価において信頼の高い情報が得られます。



STA7200RV
(AS-3T+RV-3TG)

Real View[®] TG/DTA


- 高解像度カメラ搭載
- オートサンプリング連動測定対応
- カメラ・照明の調整がフリー
- デジタルズーム・測長機能搭載

RV-3TG試料観察オプション




10.0MEGA PIXELS CAMERA

サムネイル表示(解析)



デジタルズーム機能



測長機能

