

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

一体型の機器：電子顕微鏡用チラー

平成 27 年度				
施設名称	走査電子顕微鏡 (SEM)：日立SU8240形	設置場所	研究棟5F実験室	
機器名称	SEM用冷水循環装置	設置年月日	2014/10/1	経過年数 0 年
機器メーカー	(株)日立ハイテクノロジーズ/オリオン機械(株)	定格出力	0.14 kW (冷凍機定格出力)	
型番	W-5020Td	フロンの種類	HFC-134a (R-134a)	充填量 0.17 kg

		点検実施日	平成27年 5月29日 (金)	平成27年 8月28日 (金)	年 月 日 ( )	年 月 日 ( )
		点検実施者	開発部 日立太郎	開発部 日立太郎		
点検内容	一体型機器	・ 機器の異常な運転音 (異音)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ 異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ 外観の損傷 (キズ)	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ 外観の腐食や錆び	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ 外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ 設定温度異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		異常の状況	無し	無し		
異常有の場合の対応		目視で確認します。				
対応完了年月日		年 月 日 ( )	年 月 日 ( )	年 月 日 ( )	年 月 日 ( )	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。  
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。