

お客様用簡易点検表＜電子顕微鏡用冷水循環装置:CT-6020＞

お客様名				
住 所				
設置場所		電話番号		
メーカー名	オリオン機械	製造番号		
製品型式	CT-6020	管理番号		
圧縮機	0.4 kW × 1 台	冷媒 封入量	170g	
冷媒種類	HFC-134a(R134a)			

回 数	1	2	3	4
点検日(年月日)				
点検者名				
点検項目				
1. 機器周囲				
周囲温度	℃	℃	℃	℃
機器周囲整理整頓	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清 掃 (否の場合)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
点検・修理スペース	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
周囲の異常振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
2. 機器外観				
キャビネットの汚れ・錆	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清 掃 (否の場合)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
キャビネットの異常振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
フィルタ (有 ・ 無) 汚れ	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清 掃 (否の場合)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
凝縮器汚れ	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清 掃 (否の場合)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
凝縮器 油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
腐 食	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
3. 機器内部				
水槽内の汚れ	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清 掃 (否の場合)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
※水槽内の水の交換	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)	(実施 ・ 未実施)
異常音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
実温度／設定温度	℃ / ℃	℃ / ℃	℃ / ℃	℃ / ℃
設定温度異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
特記事項				

※ 冷却水は点検毎に交換してください。