

ExTOPE EM

IoT Service Portal for Smart Instruments

ExTOPE EMとは 当社装置のお客様に対して 装置の新しい利用価値を提案する ネットワークサービスです


ExTOPEとは、**体験**(Experience)を示す“Ex”と、
ギリシャ語で**場所**(Topos)を示す“TOPE”を組み合わせた名称です。
「日立ハイテクの装置を使った新たな計測体験を提供する場」という意味を含めました。



EXTOPEEM

IoT Service Portal for Smart Instruments

お客様装置とお客様内拠点間での画面共有による 分析・解析の効率化をサポートします



主な仕様

項目	内容
画面共有	社外ネットワークを含めた複数のPCから同時に画面共有可能
音声通話	画面共有している外部PCと音声通話可能 ^{*1}
コメント機能	画面共有している外部PCから共有画面にコメント記入可能 ^{*2}

設置条件

項目	内容
ネットワーク環境	1000Base-T / Cat.5e以上 インターネット接続
本体制御用PC	Windows [®] 7以上 ^{*3*}
外部接続用PC	インターネット接続

【注意事項】

- *1.画面共有しているPC同士でマイク、スピーカーが使用可能な状況に限ります。
- *2.本体制御PCと社内ネットワーク間に接続するゲートウェイPCの画面に表示されます。
- *3.対応装置については別途お問い合わせください。
- *4.Microsoft[®]、Windows[®]、Internet Explorer[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



Science for a better tomorrow

*このロゴマークは、株式会社日立ハイテクノロジーズの日本およびその他の国における登録商標です。

株式会社 日立ハイテク

本社 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

URL www.hitachi-hightech.com/jp/science/

分析機器に関する
各種お問い合わせは... お客様サポートセンター (03)3504-6111

受付時間 9:00 ~ 11:50 12:45 ~ 17:30 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

●保守・サービス

株式会社 日立ハイテクフィールディング

本社 〒105-6410 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

URL www.hitachi-hightech.com/hfd/

メンテナンス・消耗品・使い方に
関するお問い合わせは... お客様サポートセンター (0120)203-813

受付時間 24時間受付 E-Mail customercenter.ev@hitachi-hightech.com

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

WEBからのお問い合わせは
こちらをクリック

- このカタログに掲載した製品は、改善のため外観または仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- Copyright(C) Hitachi High-Tech Corporation 2020 All rights reserved.