

コロナ吸光グレーティングマイクロプレートリーダー SH-1300 Lab

ご好評のSH-1000シリーズの新モデルSH-1300 Labを4月に発売しました。

今この時代に、コロナの技術をすべてのお客様へご提供いたします。

基本性能の向上、モノクロメータ方式の採用により容易な波長選択、メンテナンス負担の軽減、そして低価格などお客様の声をコロナの技術でお客様自身へ反映いたします。

現在、干渉フィルタ方式吸光度リーダーを使用しているお客様、またはこれから購入を検討されているお客様にお勧めです。勿論、国産だから品質を長期保証。

「時代は変わる、コロナが変わる。」

主な仕様

分光方式	モノクロメータ方式
測定波長範囲	400 ~ 750 nm (1 nm刻み)
測定範囲	-0.5 ~ 4.0 OD
測定時間	10秒 (96ウェル)
測定モード	スペクトル (透過率/吸光度) エンドポイント カイネティック (プレート/ウェル) 至適値 (増加・減少) 多波長 (最大4波長) 多点 (1ウェル最大81ポイント) 多点カイネティック
対応プレート	96、384 well、カスタムプレート ※主要メーカー183種類のプレート登録済み
対応OS	Windows 7、8、8.1、Mac OS X 10.8、10.9、10.10



SH-1300 Labの外観