


平沼微量水分測定装置AQ-2200A/ 自動水分測定装置AQV-2200A

平沼水分測定装置 2200A シリーズは、タッチパネルタイプで見やすく使いやすいモデルです。各種滴定セルや気化装置を豊富に揃え、効率的な分析をサポートします。

主な特長

- (1) 同時測定
ユニット増設により、最大 4 種類まで水分および滴定の同時測定が可能です。
- (2) ユーザー権限設定機能
使用するユーザーを限定できるので、セキュリティの向上や、意図しない測定条件の変更防止などに役立ちます。
- (3) 滴定セル
使用試薬の少ない一室電解セルや少容量セルで、省廃液・ランニングコスト低減を図ることができます。



微量水分測定装置AQ-2200A



自動水分測定装置AQV-2200A