

陰イオン交換カラム #2740シリーズ

販売中止のご案内

2026年5月27日

株式会社 日立ハイテクアナリシス

お客様各位

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます

さて、「イオンクロマトグラフ用陰イオン交換カラム #2740シリーズ」について需要数の大幅な減少により、今後の安定的な生産・供給が困難になったことから、誠に勝手とは存じますが製造・販売を中止させていただきます。これまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、何卒、ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

今後も、引き続き他社品も含めたアプリケーションの開発をしていきますので、引き続きのご愛顧とご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

表1に販売中止カラム一覧を示します。また、表2に代替カラム一覧を示します(次紙参照)。

[本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします]

株式会社 日立ハイテクフィールドディング

サービスサポートセンタ

電話:0120-224-421

表1 販売中止カラム一覧

No.	パーツ No.	品名	粒径 (μm)	サイズ(mm) 内径×長さ
1	655-2618	#2740	10	4.6×150
2	655-2689	#2740-S	10	4.6×100
3	655-2699	#2740 ガードカラム	—	4.0×5
4	655-2799	#2740 スペアカートリッジ	—	4.0×5

表2 代替カラム一覧

販売終了させていただくカラムの代替品について、表2に示します。溶離液など測定条件などが異なるため、代替については、お客様にてアプリケーションシートなどを参考の上、判断してください。

No.	製品名	理論段数 (TP/本)	粒径 (μm)	サイズ(mm) 内径×長さ
1	Shodex IC NI-424	5,000 以上	5	4.6×100
2	Shodex IC NI-G	(ガードカラム)	5	4.6×10
3	Shodex IC I-524A	2,000 以上	12	4.6×100
4	Shodex IC IA-G	(ガードカラム)	12	4.6×10

[代替カラムに関するお問い合わせは下記へお願いいたします]

昭光サイエンス株式会社

東日本営業所

濱崎 亮一

〒225-0012

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3

TEL:045-913-6688

FAX:045-913-5802

携帯電話:080-8721-5688

e-mail:r-hamasaki@shoko.co.jp

以上