

2021 年 4 月 15 日

日本株式会社日立高新技术

日立全自动生化分析系统 3500 在中国全面上市

— 通过制造・销售・服务为一体加强解决方案的提供 —

日本株式会社日立高新技术（社长：饭泉 孝），日前宣布，面向中国医疗市场的新产品-日立全自动生化分析系统「3500」正式在中国国内投入生产。

自 2018 年以来，日立便开始在中国国内生产小型生化分析仪日立全自动生化分析仪「3110」，此次为了适应市场规模更大的中型全自动生化分析仪市场需求的扩大化，全新中国制「日立 3500」的正式上线。



【2021 年 3 月 28 日、中国（重庆）召开的 CACLP 展览会上国产 3500-1 号机签约仪式】

近年来随着中国经济的发展，医疗保险和医疗制度相关的改革和老龄化的深化，国民健康管理意识日益加强，中国医疗器械和仪器市场的蓬勃发展成为趋势。

日立高新集团，以扩大在中国体外诊断（IVD*1）市场中业务占有率，立足于持续坚挺向上发展为目标，致力于加强在中国生化医疗领域中的制造・销售・服务体制。

2013 年，随着日立仪器（苏州）有限公司（以下称 HIS/ 总经理：岩城 伸之）新工厂的竣工，有效地完成医用分析仪器组合，消耗品生产，提高国内的生产能力。2016 年，日立诊断产品（上海）有限公司成立（总经理：张涛），作为中国 IVD 检测设备・试剂销售和服务业务的合资公司，与中国试剂公司携手合作，在中国各地部署了一站式的整体解决方案。同时，2018 年小型机「3110」的国产投产开始，在强化成本竞争力的同时，根据中国市场的需求向客户提供相适应的产品。

此次在HIS开始生产面向中国市场的中型临床生化医用分析仪「日立3500」，进一步提升了日立高新集团在中国市场中的竞争力。「日立3500」是一台仪器同时实现生化检测，免疫检测，凝血检测，糖化检测，离子检测5种检测的分析仪器。国内生产后，

不仅能更好地对应中国的市场、试剂公司、客户的需求，快速有效的对应产品生产，还能为中国市场中提供具有竞争力及高品质的产品。

日立高新集团将继续推进在中国现地商品生产力的扩大，深层次强化中国IVD业务解决方案的提供能力，为保障和改善人民健康做出贡献，致力于社会・环境价值的创造。今后，我们将以“分析技术”为基础，在生化医疗等领域迅速捕捉客户的尖端需求，创造出高附加值的重点解决方案**Focused Solutions**。

*1 IVD: In-Vitro Diagnostics

体外诊断

■咨询电话

日本株式会社日立高新技术

分析解决方案事业统括本部

生命与医疗系统销售本部 市场部 [担当：柴田]

〒105-6409 东京都港区虎之门一丁目 17 番 1 号 虎之门 HILLS 商业大厦

电话：+81-80-6735-6472 (直线)

日立诊断产品（上海）有限公司 医用战略本部 市场部 [担当：邵旻]

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 21 楼 011 室, 200120, 上海

电话: 021-6163-1200(公司电话)

以上